



FÁCIL ACCESO PARA
**RELAJARSE AL
AIRE LIBRE**



DURABILIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Confíe en la silla salvaescaleras exterior curva Elite hecha a mano de Bruno para que se ajuste con precisión a su escalera exterior. Diseñada para soportar las inclemencias del tiempo, la silla salvaescaleras Elite ofrece buen rendimiento todo el año y la reconocida suavidad de desplazamiento de Bruno. Disfrute del aire libre con la silla salvaescaleras exterior curva muy vendida en Norteamérica.

Capacidad de elevación

181 kg

Temperatura probada


-18 °C - 52 °C

Garantía

5 años limitada

HECHO EN ESTADOS UNIDOS

Bruno diseña y fabrica nuestras sillas salvaescaleras en Wisconsin, Estados Unidos. Cada riel curvo es hecho a mano cuidadosamente para garantizar un ajuste y un desplazamiento óptimos. ¡Nos sentimos orgullosos de nuestro toque artesanal!





CONFIABILIDAD DE ALTO RENDIMIENTO

Personalizada. El riel vertical hecho a mano maximiza el espacio abierto siguiendo con precisión cada ángulo y sirviendo de base para un desplazamiento ultrasuave.

Fácil de usar. Siéntese, abróchese el cinturón y presione el control de reposabrazos para deslizarse hacia arriba y hacia abajo por las escaleras. El control inalámbrico también es estándar.

Resistente a la intemperie. El vinilo apto para entornos marinos, la pintura duradera para exteriores y la cubierta ligera e impermeable proporcionan protección durante todo el año.

Segura. El asiento gira hasta 90° en el descanso superior para una salida segura de las escaleras. El cinturón de seguridad retráctil y los sensores de seguridad dan mayor tranquilidad.

Cómoda. El asiento de grandes dimensiones es ajustable en altura. La altura del apoyapiés y el espacio entre los reposabrazos también son ajustables.

Confiable. La operación con batería garantiza su funcionamiento, incluso en caso de un corte de corriente.

Más información

bruno.com



OPCIONES



Asiento más grande



Apoyapiés más grande



Cinturón de seguridad de
cuatros puntos

ACERCA DE BRUNO

Empresa fundada por veteranos | Empresa familiar | Hecho en Estados Unidos

Bruno fabrica sillas salvaescaleras y plataformas elevadoras verticales para ayudar a las personas a tener un mejor acceso a casas, edificios públicos y empresas, y fabrica elevadores para scooters para ayudar a las personas a transportar fácilmente sus dispositivos de movilidad.

